



(en) SAS-MX IFE Antisera to IgD & IgE

INTENDED PURPOSE
SAS-MX IFE Antisera to IgD and IgE are intended for use in identifying monoclonal gammopathies using immunofixation.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

For in-vitro diagnostic use only. Do not ingest or pipette by mouth any kit component. Refer to the product safety data sheet for risk and safety phrases and disposal information.

COMPOSITION

- SAS-MX IFE Antisera to IgD (Cat. No. 9409)**
The antisera contains monospecific antisera to human immunoglobulin heavy chains IgD. The antisera has been prepared in horse, sheep or goat. Contains sodium azide as preservative. The antisera is ready for use as packaged.
- SAS-MX IFE Antisera to IgE (Cat. No. 9410)**
The antisera contains monospecific antisera to human immunoglobulin heavy chains IgE. The antisera has been prepared in horse, sheep or goat. Contains sodium azide as preservative. The antisera is ready for use as packaged.
- Other kit components**
Each kit contains Instructions For Use.

STORAGE AND SHELF-LIFE

- SAS-MX IFE Antisera to IgD (Cat. No. 9409)**
The antisera should be stored at 2...6°C and is stable until the expiry date indicated on the label. Deterioration may be indicated by extremely cloudy antisera indicative of bacterial contamination.
- SAS-MX IFE Antisera to IgE (Cat. No. 9410)**
The antisera should be stored at 2...6°C and is stable until the expiry date indicated on the label. Deterioration may be indicated by extremely cloudy antisera indicative of bacterial contamination.

STEP-BY-STEP PROCEDURE

The IgD and IgE antisera can be used with the appropriate Helena BioSciences Europe kits: Refer to the appropriate Instructions For Use for the STEP-BY-STEP PROCEDURE.

(fr) SAS-MX IFE Antisérums anti-IgD et anti-IgE

UTILISATION
Les antisérums SAS-MX IFE anti-IgD et anti-IgE sont utilisés pour d'identification des gammopathies monoclonales par immunofixation.

PRÉCAUTIONS

À usage diagnostique in-vitro uniquement. Ne pas ingérer ou pipeter à la bouche aucun composant. Se reporter aux fiches de sécurité des composants du kit pour la manipulation et l'élimination.

COMPOSITION

- Antisérums antiIgD SAS-MX IFE (réf. 9409)**
L'antisérums contient un antisérums monospécifique dirigé contre les chaînes lourdes de l'immunoglobuline humaine IgD. Il est d'origine équine, ovine ou caprine. De l'azide de sodium a été ajouté comme conservateur. L'antisérums est prêt à l'emploi.
- Antisérums antiIgE SAS-MX IFE (réf. 9410)**
L'antisérums contient un antisérums monospécifique dirigé contre les chaînes lourdes de l'immunoglobuline humaine IgE. Il est d'origine équine, ovine ou caprine. De l'azide de sodium a été ajouté comme conservateur. L'antisérums est prêt à l'emploi.
- Autres composants du kit**
Chaque kit contient une fiche technique.

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Antisérums antiIgD SAS-MX IFE (réf. 9409)**
L'antisérums doit être conservé entre 2...6°C : il est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette. Un aspect très trouble indique une détérioration de l'antisérums en raison d'une contamination bactérienne.
- Antisérums antiIgE SAS-MX IFE (réf. 9410)**
L'antisérums doit être conservé entre 2...6°C : il est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur l'étiquette. Un aspect très trouble indique une détérioration de l'antisérums en raison d'une contamination bactérienne.

MÉTHODOLOGIE

Les antisérums anti-IgD et anti-IgE peuvent être utilisés avec les kits Helena BioSciences Europe appropriés :

Se référer à la section MÉTHODOLOGIE de la fiche technique correspondante.

(de)

SAS-MX IFE IgD- und IgE-Antiseren

ANWENDUNGSBEREICH

SAS-MX IFE IgD- und IgE-Antiseren sind zu Identifizierung monoklonaler Gammopathien mittels Immunfixation bestimmt.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

Nur zur in-vitro Diagnostik bestimmt. Nicht einnehmen oder mit dem Mund pipettieren. Siehe Sicherheitsdatenblatt mit den Gefahrenhinweisen und Sicherheitsvorschlägen sowie Informationen zur Entsorgung.

INHALT

1. SAS-MX IFE IgD-Antiserum (Kat. Nr. 9409)

Das Antiserum enthält monospezifisches Anti-Human-Immunglobulinserum gegen Schwärkerten-IgD. Das Antiserum stammt von Pferd, Schaf oder Ziege. Enthält Natrimazid als Konservierungsmittel. Das Antiserum ist gebrauchsfertig verpackt.

2. SAS-MX IFE IgE-Antiserum (Kat. Nr. 9410)

Das Antiserum enthält monospezifisches Anti-Human-Immunglobulinserum gegen Natrimazid als Konservierungsmittel. Das Antiserum ist gebrauchsfertig verpackt.

3. Weitere Kit-Komponenten

Jedes Kit enthält eine Gebrauchsanweisung.

LAGERUNG UND STABILITÄT

1. SAS-MX IFE IgD-Antiserum (Kat. Nr. 9409)

Das Antiserum sollte bei 2...6°C gelagert werden und ist bis zum aufgedruckten Verfallsdatum stabil. Verfall kann durch ein sehr trübes, auf bakterielle Kontamination hinweisendes Erscheinungsbild des Antiserums angezeigt sein.

2. SAS-MX IFE IgE-Antiserum (Kat. Nr. 9410)

Das Antiserum sollte bei 2...6°C gelagert werden und ist bis zum aufgedruckten Verfallsdatum stabil. Verfall kann durch ein sehr trübes, auf bakterielle Kontamination hinweisendes Erscheinungsbild des Antiserums angezeigt sein.

SCHRITT-FÜR-SCHRITT METHODE

Die IgD- und IgE-Antiseren können mit den entsprechenden Helena Biosciences Europe Kits verwendet werden:

Siehe die entsprechende Gebrauchsanweisung für eine SCHRITT-FÜR-SCHRITT METHODE.

(it)

Antiseri SAS-MX IFE anti-IgD e IgE

PRINCIPIO

Gli antiseri SAS-MX IFE anti-IgD e IgE sono stati formulati per l'identificazione delle gammopatie monoclonali mediante immunofissazione.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

Solo per uso diagnostico in vitro. Non ingerire né pipettare con la bocca i componenti del kit. Per le indicazioni relative ai rischi, alla sicurezza e per le informazioni sullo smaltimento, fare riferimento alle schede tecniche dei prodotti.

CONSERVAZIONE

1. Antiseri SAS-MX IFE anti-IgD (Cod. N. 9409)

Gli antiseri contengono antiseri monospecifici per catene pesanti di immunoglobuline umane IgD. Gli antiseri sono stati ottenuti in cavallo, pecora o capra. Contengono sodio azide come conservante. Gli antiseri sono forniti pronti per l'uso.

2. Antiseri SAS-MX IFE anti-IgE (Cod. N. 9410)

Gli antiseri contengono antiseri monospecifici per catene pesanti di immunoglobuline umane IgE. Gli antiseri sono stati ottenuti in cavallo, pecora o capra. Contengono sodio azide come conservante. Gli antiseri sono forniti pronti per l'uso.

3. Altri componenti del kit

Ogni kit contiene un foglio procedurale.

CONSERVAZIONE E STABILITÀ

1. Antiseri SAS-MX IFE anti-IgD (Cod. N. 9409)

Gli antiseri devono essere conservati a 2...6°C e sono stabili fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta. Il deterioramento può essere indicato dalla particolare torbidità degli antiseri, dovuta a contaminazione batterica.

2. Antiseri SAS-MX IFE anti-IgE (Cod. N. 9410)

Gli antiseri devono essere conservati a 2...6°C e sono stabili fino alla data di scadenza indicata sull'etichetta. Il deterioramento può essere indicato dalla particolare torbidità degli antiseri, dovuta a contaminazione batterica.

PROCEDURA

Gli antiseri anti-IgD e IgE possono essere utilizzati con i kit Helena Biosciences Europe appropriati:

Per conoscere la procedura fare riferimento alle relative istruzioni per l'uso.

(es)

Antisueros frente a IgD e IgE SAS-MX IFE

USO PREVISTO

Los antisueros frente a IgD e IgE están previstos para su uso en la identificación de gammopatas monoclonales mediante inmunofijación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Para uso exclusivo en diagnóstico in vitro. No ingerir ni chupar con la boca ningún componente del kit. Consultar la hoja con los datos de seguridad del producto acerca de los riesgos de los componentes, avisos de seguridad y consejos para su eliminación.

COMPOSICIÓN

1. Antisueros frente a IgD SAS-MX IFE (Nº Cat. 9409)

Los antisueros contienen antisueros monospecificos a las cadenas pesadas de IgD de las inmunoglobulinas humanas. El antisuero se ha preparado en caballo, oveja o carnero. Contiene azida sódica como conservante. El gel viene envasado listo para usar.

2. Antisueros frente a IgE SAS-MX IFE (Nº Cat. 9410)

Los antisueros contienen antisueros monoespecificos a las cadenas pesadas de la inmunoglobulina humana IgE. El antisuero se ha preparado en caballo, oveja o carnero. Contiene azida sódica como conservante. El antisuero viene envasado listo para usar.

3. Otros componentes del kit

Cada kit contiene instrucciones de uso.

ALMACENAMIENTO Y PERIODO DE VALIDEZ

1. Antisueros frente a IgD SAS-MX IFE (Nº Cat. 9409)

El antisuero debe guardarse a 2...6°C y permanecer estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. Puede indicarse deterioro por un antisuero extremadamente turbio indicativo de contaminación bacteriana.

2. Antisueros frente a IgE SAS-MX IFE (Nº Cat. 9410)

El antisuero debe guardarse a 2...6°C y permanecer estable hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. Puede indicarse deterioro por un antisuero extremadamente turbio indicativo de contaminación bacteriana.

PROCEDIMIENTO PASO A PASO

Los antisueros a IgD e IgE pueden usarse con los kits adecuados de Helena Biosciences Europe:

Consúltese el PROCEDIMIENTO PASO A PASO en las instrucciones de uso apropiadas.